

# PHILIPS

## NanoProtect HEPA-Filter

Erfasst 99,97 % aller Partikel

FY3433/10



## Gesündere Luft jederzeit

Mit Sicherheit zu 99,97 % reine Luft

Der NanoProtect HEPA-Filter erfasst 99,97 % an 0,3  $\mu\text{m}$  großen Partikeln, einschließlich häufig auftretende Allergene, Staub, Schmutz, Bakterien und einiger Viren. 24 Monate Lebensdauer für lang anhaltende Leistung.

### Lang anhaltende Leistung

- 24 Monate Lebensdauer

### Hervorragende Reinigung


- Filtert 99,97 % an 0,3  $\mu\text{m}$  großen Partikeln

## Besonderheiten

### Lange Lebensdauer

Der Philips NanoProtect HEPA-Filter hat mehrere optimierte Falten. Dazu gehört ein ungefalteter Bereich von ca. 2 m<sup>2</sup>, um eine lange Lebensdauer zu garantieren.

### Überragende Leistung



Der Philips NanoProtect HEPA-Filter Series 2 besteht aus qualitativ hochwertigem Material. Er erfasst bis zu 99,97 %\* aller Partikel mit

einer Größe von bis zu 0,3 µm – die Größe der häufigsten in der Luft befindlichen Allergene, schädlichen Partikel, Bakterien\* und Viren\*. Der hochwertige Filter mit fester und stabiler Struktur garantiert, dass die ganze Luft durch den Filter strömt, und liefert eine hohe Filterleistung.

## Daten

### Ursprungsland

Hergestellt in: China

