

# PHILIPS

Nano Protect-Filter

Series 3

FY3430/30



## Gesündere Luft jederzeit

Erfassung schädlicher Partikel mit einer Größe von bis zu  $0,003 \mu\text{m}$

Dieser integrierte HEPA- und Aktivkohlefilter fängt effektiv schädliche Partikel mit einer Größe von bis zu  $0,003 \mu\text{m}$  auf, einschließlich PM2.5, Allergene, Bakterien und Viren. Außerdem absorbiert er Formaldehyd, TVOC und Geruch und schließt alles in seinen Poren in Nanogröße ein.

### Saubere Luft

- Entfernt Allergene wie Pollen, Staub, tierische Hautpartikel usw.
- Entfernt bis zu 99,9 % Bakterien und Viren (H1N1)
- Entfernt effektiv  $0,003 \mu\text{m}$  große Partikel (800-mal  $< \text{PM}_{2,5}$ )
- Absorbiert und schließt Formaldehyd, TVOC und Gerüche ein

### Einfache Installation

- Problemlose Filterwartung dank All-in-One-Design

# Besonderheiten

## Entfernt Allergene

Entfernung von Allergenen wie Pollen, Staub, Staubmilben und tierische Hautpartikel durch das European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) nachgewiesen

## Entfernt Bakterien und Viren

Hat sich bei der Entfernung von bis zu 99,9 % der Bakterien und Viren wie H1N1 von Airmid als effektiv erwiesen.

## Integrierter Filter

Der integrierte HEPA- und Aktivkohlefilter erleichtert die Installation.

## Aktive Kohlenstoffschicht

Die Oberfläche der aktiven Kohleschicht ist bis zu 31 Fußballfelder groß.

## HEPA-Schicht

Die mit der Philips VitaShield Technologie ausgestattete HEPA-Schicht besteht aus ultrafeinem Vliesstoff mit einer Oberfläche von 2,43 m<sup>2</sup>. Die Leistung ist langlebiger und konstant.

# Daten

## Leistung

Filtert Bakterien heraus  
Filtert Formaldehyd heraus  
Filtert Feinstaub (PM2.5) heraus  
Filtert Toluol heraus  
Filtert Viren heraus

## Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 1,4 kg  
Gewicht (inkl. Verpackung): 1,7 kg  
Produktabmessung (L x B x H):  
245 \* 155 \* 318  
Verpackungsabmessungen (L x B x H):  
256 \* 256 \* 330 mm

## Austausch

Integrierter Filter: Für Luftreiniger der Serie 3000(i)

## Ursprungsland

Hergestellt in: China

